



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 7324 Masážní polštářek inSPORTline D30A



OBSAH


VLASTNOSTI.....	3
VAROVÁNÍ.....	3
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	4
SPECIFIKACE VÝROBKU.....	4
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	5



- Zlepšuje metabolismus
- Působí příznivě na bolavé svalstvo
- Podporuje krevní oběh

VLASTNOSTI

1. Masážní polštářek je vybaven čtyřmi páry masážních hlavic.
2. Polštářek je vybaven funkcí, která brání jeho přehřívání.
3. Každý pár masážních hlavic se skládá z jedné velké hlavice a jedné malé hlavice. Velká masážní hlavice je zdrojem tepla. Její teplota může dosáhnout až 45°C. Je vybavena funkcí proti přehřátí. Malá masážní hlavice má léčebné účinky.
4. Obě hlavice mohou působit současně nebo každá zvlášť.
5. Masážní polštářek je vhodný pro masáž trupu, břicha, stehenních a lýtkových svalů a také pro masáž chodidel.

 <p>4 DRUHY MASÁŽE</p>	 <p>Napájecí adaptér</p>	 <p>Stimulace svalstva</p>	 <p>Tepelné záření</p>	 <p>Infračervené záření</p>	 <p>Bodová masáž</p>
--	--	--	--	---	--

VAROVÁNÍ

- Nepřipojujte výrobek k elektrické síti, jejíž napětí neodpovídá specifikaci výrobku.
- Výrobek se může poškodit, pokud se ovladač dostane do kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí (např. v koupelně nebo v blízkosti zdrojů vody).
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Pokud dojde k poškození hlavice nebo polštářku, přestaňte z bezpečnostních důvodů pomůcku používat.
- Poškozený díl co nejdříve vyměňte.
- Před zapojením napájecího kabelu do elektrické sítě se ujistěte, že je hlavní vypínač v pozici OFF.
- Neodpojujte zástrčku z elektrické sítě ani netahejte za napájecí kabel, pokud máte mokré ruce.
- Nezapomeňte po každém použití přístroj vypnout pomocí hlavního vypínače a odpojit napájecí kabel z elektrické sítě.
- Při delším provozu se může polštářek zahřívat. Osobám citlivým na teplo nedoporučujeme příliš dlouhé masáže.


- Příklad je vybaven funkcí proti přehřátí a může se při delším provozu automaticky vypnout. V masáži lze pokračovat až po vychladnutí přístroje.
- Děti mladší 14 let a osoby s mentálním postižením nesmí přístroj používat bez dozoru.
- Ženy by přístroj neměly používat během těhotenství nebo v období menstruace.
- Je-li poškozen napájecí adaptér, obraťte se z bezpečnostních důvodů na výrobce, servisní centrum nebo elektrikáře.
- Výrobek není vhodný pro děti, osoby s tělesným či mentálním postižením a osoby, které nejsou obeznámeny s jeho provozem a ovládním. Tito lidé mohou masážní pomůcku používat pouze pod dohledem osoby, která za ně bude nést zodpovědnost.
- Děti mohou výrobek používat pouze za přítomnosti dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití pomůcky.
- Masážní polštářek se zahřívá. Osoby citlivé na vysoké teploty musí při používání výrobku dbát opatrnosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Po připojení k elektrické síti polštářek nefunguje, nehřeje nebo nesvíí žárovka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zástrčka není správně zapojená do elektrické zásuvky. 2. Nahřívání je vypnuté. 3. Polštářek se teprve rozehřívá 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte připojení k elektrické síti. 2. Zapněte nahřívání 3. Zapněte nahřívání a počkejte, až se polštářek rozehřeje
Masážní zvuk najednou zesílí	Masáž je příliš dlouhá	Vypněte polštářek a odpojte jej ze zásuvky. Po půl hodině jej můžete znovu zapojit a použít.
Masáž se najednou vypne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Došlo k přerušení dodávky proudu. 2. Masáž se zastavila, protože se aktivovala funkce proti přehřátí – masáž trvala příliš dlouho, masážní motor se zahřál na příliš vysokou teplotu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte zásuvku a napájecí adaptér. 2. Polštářek vypněte a odpojte ze zásuvky. Znovu jej zapněte až poté, co se jeho teplota výrazně sníží.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku: Masážní polštářek

Vstupní napětí: DC12V 

Výkon: 30W

Bezpečnostní třída: III

MANUÁL USCHOVEJTE

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamační: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamační: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodeje: